



品目説明




ケーブル
 11 600 269、FW-b-b
 11 600 254、FW-a-b
 12 730 211、HDMI ケーブル
 12 730 530、USB3 ケーブル

PC カード
 12 730 446、FW-b、ノートPC用キット
 12 730 447、FW-b、PCI express
 12 730 495、USB3、PCI express

ライカソフトウェア、PC 用



名称	画素数 メガ ピクセル	センサー	サイズ	画素サイズ	冷却	インターフェース	Cマウント*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 μm	なし	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 μm	なし	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 μm	なし	USB3	0.5x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	なし	USB3	0.63x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	あり	FWb+Sync	0.5x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 μm	あり	USB3	0.63x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	あり	USB3+Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	あり	USB3+Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 μm	なし	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 μm	なし	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 μm	なし	USB3+Sync	0.35x-0.4x



①
 主チャート(次ページ)へ

デジタルカメラシステム

- 12 730 465 ライカ MC170 HD カメラキット
- 12 730 520 ライカMC190 HD カメラキット
- 12 730 517 ライカ DMC4500 カメラキット
- 12 730 466 ライカ DMC2900 カメラキット
- 12 730 412 ライカDFC450 C カメラキット
- 12 730 531 ライカDMC5400 カメラキット
- 12 730 532 ライカDMC6200 カメラキット


- 11 547 005 ライカDFC3000 Gカメラキット
- 11 547 106 ライカDFC7000 T カメラキット
- 11 547 110 ライカDFC9000 GT カメラキット
- 11 547 107 ライカDFC9000 GTC カメラキット

デジタルカメラシステムアクセサリ

- 11 600 269 FireWire ケーブル、FW-b-b、2.5 m、9 ピン - 9 ピン
- 12 730 211 HDMI ケーブル、3 m
- 12 730 530 USB3 ケーブル、3 m
- 12 730 447 FW-b、PCI express カード
- 12 730 495 USB3、PCI express カード




Photo 鏡筒およびカメラアダプタ

- 10 447 319 T2マウント、Canon EOS
- 10 446 175 2.5x 投影レンズ
- 11 621 500 MPV アダプタ、HC鏡筒用
- 11 541 038 C マウント用可変アダプタ0.55x ~ 1.1x - Delta
- 11 541 510 C マウントアダプタ HC 1x、1" デジタルカメラ用
- 11 541 543 C マウントアダプタ HC 0.7x、2/3" デジタルカメラ用
- 11 541 544 C マウントアダプタ HC 0.55x、1/2" デジタルカメラ用
- 10 450 622 C マウントアダプタ HC 0.4x、1/2" デジタルカメラ用
- 11 541 512 C マウントアダプタ HC 0.35x、1/3" デジタルカメラ用



ケーブル
 11 600 269、FW-b-b
 11 600 254、FW-a-b
 12 730 211、HDMI ケーブル
 12 730 530、USB3 ケーブル

PC カード
 12 730 446、FW-b、ノートPC用キット
 12 730 447、FW-b、PCI express
 12 730 495、USB3、PCI express



主チャート(次ページ)へ

名称	画素数 メガ ピクセル	センサー	サイズ	画素サイズ	冷却	インターフェース	Cマウント*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 μm	なし	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 μm	なし	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 μm	なし	USB3	0.5x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	なし	USB3	0.63x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	あり	FWb+Sync	0.5x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 μm	あり	USB3	0.63x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	あり	USB3+Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	あり	USB3+Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 μm	なし	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 μm	なし	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 μm	なし	USB3+Sync	0.35x-0.4x

品目説明

デジタルカメラシステム

- 12 730 465 ライカ MC170 HD カメラキット
- 12 730 520 ライカMC190 HD カメラキット
- 12 730 517 ライカ DMC4500 カメラキット
- 12 730 466 ライカ DMC2900 カメラキット
- 12 730 412 ライカDFC450 C カメラキット
- 12 730 531 ライカDMC5400 カメラキット
- 12 730 532 ライカDMC6200 カメラキット

- 11 547 005 ライカDFC3000 Gカメラキット
- 11 547 106 ライカDFC7000 T カメラキット
- 11 547 110 ライカDFC9000 GT カメラキット
- 11 547 107 ライカDFC9000 GTC カメラキット

- 12 730 521 ライカ IC90 E カメラ (USB ケーブルおよび Leica ソフトウェア付属) - MZ10 F / M165 FC / M205 FA には不適
- 12 730 528 IC90 E 用スタンドアロンキット (HDMI ケーブル、SD カード、USB 電源アダプタ、ビデオケーブル、RC3 リモートコントローラー、Ethernet ケーブル)
- 12 730 229 IC90 E 用パームまたはフットスイッチ、2 m ケーブル付属
デジタルカメラシステムアクセサリ

デジタルカメラシステムアクセサリ

- 11 600 269 FireWire ケーブル、FW-b-b、2.5 m、9 ピン - 9 ピン
- 12 730 211 HDMI ケーブル、3 m
- 12 730 530 USB3 ケーブル、3 m
- 12 730 447 FW-b、PCI express カード
- 12 730 495 USB3、PCI express カード

Photo 鏡筒と C マウント

- 10 447 319 T2マウント、Canon EOS
- 10 447 436 1.6× DSLR 鏡筒、T2 ネジ付き (APS-C センサー)
- 10 446 175 2.5× 投影レンズ
- 10 445 928 0.32× ビデオ対物レンズ、1/3" デジタルカメラ用 C マウント付き
- 10 450 528 0.5× ビデオ対物レンズ、1/2" デジタルカメラ用 C マウント付き
- 10 447 367 0.63× ビデオ対物レンズ、2/3" デジタルカメラ用 C マウント付き
- 10 446 307 0.8× ビデオ対物レンズ、2/3" デジタルカメラ用 C マウント付き
- 10 445 930 1.0× 写真用三眼チューブ
- 10 450 317 1.0× HC 用 C マウントアダプタ