



# DESCRIPCIONES DE LOS ARTÍCULOS



**Cables**  
 11 600 269, FW-b-b  
 11 600 254, FW-a-b  
 12 730 211, cable HDMI  
 12 730 530, cable USB3

**Tarjetas FireWire**  
 12 730 446, Kit de ordenador portátil FW-b  
 12 730 447, FW-b, PCI-Express  
 12 730 495, USB3, PCI-Express



Nombre	MPixel	Sensor	Tamaño de píxel	Tamaño de píxel	Refrigeración	Interfaz	Rosca C*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 µm	No	USB2 + HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 µm	No	USB2 + HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	No	USB3	0.5x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	No	USB3	0.63x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Si	FWb + Sync	0.5x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 µm	Si	USB3	0.63x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3 + Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3 + Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 µm	No	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 µm	No	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 µm	No	USB3 + Sync	0.35x-0.4x

-c: color / -m: monocromo / \* recomendado


Compuestos 2017/V.1

**Cámaras digitales**  
 12 730 465 Cámara Leica MC170 HD  
 12 730 520 Cámara Leica MC190 HD  
 12 730 517 Cámara Leica DMC4500  
 12 730 466 Cámara Leica DMC2900  
 12 730 412 Cámara Leica DFC450 C  
 12 730 531 Cámara Leica DMC5400  
 12 730 532 Cámara Leica DMC6200

11 547 005 Cámara Leica DFC3000 G  
 11 547 106 Cámara Leica DFC7000 T  
 11 547 110 Cámara Leica DFC9000 GT  
 11 547 107 Cámara Leica DFC9000 GTC


**Accesorios de los sistemas de cámaras digitales**  
 11 600 269 Cable FireWire, FW-b-b, 2.5 m, 9 pin/9 pin  
 12 730 211 Cable HDMI, 3 m, HDMI 2x Standard-A  
 12 730 530 Cable USB3, 3 m Standard-A – Micro-B  
 12 730 447 FW-b, PCI-Express  
 12 730 495 USB3, PCI-Express

**Tubos de fotografía y adaptadores de cámara**  
 10 447 319 Adaptador T2, Canon EOS  
 10 446 175 Adaptador 2.5x, rosca T2 para cámaras DSLR (sensor 24x36 mm)  
 11 621 500 Adaptador MPV, HC/delta  
 11 541 038 Adaptador variable, rosca C 0,55x – 1,1x – delta  
 11 541 510 Adaptador de rosca C HC 1x, para cámaras digitales 1"  
 11 541 543 Adaptador de rosca C HC 0,7x, para cámaras digitales 2/3"  
 11 541 544 Adaptador de rosca C HC 0,55x, para cámaras digitales 1/2"  
 10 450 622 Adaptador de rosca C HC 0,4x, para cámaras digitales 1/2"  
 11 541 512 Adaptador de rosca C HC 0.35x, para cámaras digitales 1/3"



1  
 Conexión con diagrama principal página siguiente

# DESCRIPCIONES DE LOS ARTÍCULOS




## Cables

- 11 600 269, FW-b-b
- 11 600 254, FW-a-b
- 12 730 211, cable HDMI
- 12 730 530, cable USB3

## Tarjetas FireWire

- 12 730 446, FW-b, Kit de ordenador portátil
- 12 730 447, FW-b, PCI-Express
- 12 730 495, USB3, PCI-Express




**MC170 HD**  
12 730 465  
**MC190 HD**  
12 730 520

**DMC2900**  
12 730 466  
**DMC4500**  
12 730 517

**DFC3000 G**  
11 547 005  
**DFC450 C**  
12 730 412

**DMC5400**  
12 730 531  
**DMC6200**  
12 730 532

**DFC7000 T**  
11 547 106  
**DFC9000 GT**  
11 547 110  
**DFC9000 GTC**  
11 547 007



10 445 928  
0.32x

10 450 528  
0.5x

10 447 367  
0.63x


10 446 307  
0.8x

10 450 829  
1x

**HC**  
11 541 510 1.0x  
11 541 543 0.7x  
11 541 544 0.55x  
10 450 622 0.4x



10 450 317  
1.0x



**Delta**  
10 446 175 2.5x  
11 541 006 1.0x  
11 541 007 0.63x  
11 541 016 0.5x



10 445 930  
1.0x



10 447 436  
1.6x

Conexión con diagrama principal página siguiente

Nombre	MPixel	Sensor	Tamaño de píxel	Tamaño de píxel	Refrigeración	Interfaz	Rosca C*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 µm	No	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 µm	No	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	No	USB3	0.5x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	No	USB3	0.63x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Si	FWb+Sync	0.5x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 µm	Si	USB3	0.63x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3+Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Si	USB3+Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 µm	No	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 µm	No	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 µm	No	USB3+Sync	0.35x-0.4x

- ### Cámaras digitales
- 12 730 465 Cámara Leica MC170 HD
  - 12 730 520 Cámara Leica MC190 HD
  - 12 730 517 Cámara Leica DMC4500
  - 12 730 466 Cámara Leica DMC2900
  - 12 730 412 Cámara Leica DFC450 C
  - 12 730 531 Cámara Leica DMC5400
  - 12 730 532 Cámara Leica DMC6200

- 11 547 005 Cámara Leica DFC3000 G
- 11 547 106 Cámara Leica DFC7000 T
- 11 547 110 Cámara Leica DFC9000 GT
- 11 547 107 Cámara Leica DFC9000 GTC

- 12 730 521 Cámara Leica IC90 E (incl. cable USB y software Leica) non recomendado para MZ10 F / M165 FC / M205 FA
- 12 730 528 Leica "módulo stand-alone" (cable HDMI, tarjeta SD, fuente de alimentación USB, control remoto RC3, cable ethernet) para IC90 E
- 12 730 229 Interruptor manual o pedal con cable de 2 m para IC90 E

- ### Accesorios de los sistemas de cámaras digitales
- 11 600 269 Cable FireWire, FW-b-b, 2.5 m, 9 pin/9 pin
  - 12 730 211 Cable HDMI, 3 m, HDMI 2x Standard-A
  - 12 730 530 Cable USB3, 3 m Standard-A – Micro-B
  - 12 730 447 FW-b, PCI-Express
  - 12 730 495 USB3, PCI-Express

- ### Fototubos y roscas C
- 10 447 319 Adaptador T2, Canon EOS
  - 10 447 436 Adaptador 1.6x, rosca T2 para cámaras DSLR (sensor APS-C)
  - 10 446 175 Adaptador 2.5x, rosca T2 para cámaras DSLR (sensor 24x36 mm)
  - 10 445 928 Objetivo de vídeo 0.32x, rosca C para cámaras digitales de 1/3"
  - 10 450 528 Objetivo de vídeo 0.5x, rosca C para cámaras digitales de 1/2"
  - 10 447 367 Objetivo de vídeo 0.63x, rosca C para cámaras digitales de 2/3"
  - 10 446 307 Objetivo de vídeo 0.8x, rosca C para cámaras digitales de 2/3"
  - 10 445 930 Objetivo de vídeo/fotografía 1.0x
  - 10 450 317 Adaptador C-Mount para HC 1.0x