


# 产品说明




## 电缆

11 600 269, FW-b-b  
11 600 254, FW-a-b  
12 730 211, HDMI 电缆  
12 730 530, USB3 电缆

## PC 卡

12 730 446, FW-b, 笔记本电脑套装  
12 730 447, FW-b, PCI 高速卡  
12 730 495, USB3, PCI 高速卡




**MC170 HD**  
12 730 465  
**MC190 HD**  
12 730 520

**DMC2900**  
12 730 466  
**DMC4500**  
12 730 517

**DFC3000 G**  
11 547 005  
**DFC450 C**  
12 730 412

**DMC5400**  
12 730 531  
**DMC6200**  
12 730 532

**DFC7000 T**  
11 547 106  
**DFC9000 GT**  
11 547 110  
**DFC9000 GTC**  
11 547 007



11 541 512  
(0.35x, 1/3")

10 450 622  
(0.4x, 1/2")

11 541 544  
(0.55x, 1/2")

11 541 543  
(0.7x, 2/3")

11 541 510  
(1x, 1")

名称	百万像素	传感器	尺寸	像素大小	冷却功能	接口	C 型接口*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 μm	无	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 μm	无	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 μm	无	USB3	0.55x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	无	USB3	0.7x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	有	FWb + 同步	0.55x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 μm	有	USB3	0.7x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	有	USB3 + Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	有	USB3 + Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	24 μm	无	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 μm	无	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 μm	无	USB3+同步	0.35x-0.4x

-c: 彩色/-m: 单色/\* 推荐

Compound 2017/V.1


- ## 数码摄像头系统
- 12 730 465 Leica MC170 HD 摄像头套装
  - 12 730 520 Leica MC190 HD 摄像头套装
  - 12 730 517 Leica DMC4500 摄像头套装
  - 12 730 466 Leica DMC2900 摄像头套装
  - 12 730 412 Leica DFC450 C 摄像头套装
  - 12 730 531 Leica DMC5400 摄像头套装
  - 12 730 532 Leica DMC6200 摄像头套装

- 11 547 005 Leica DFC3000 G 摄像头套装
- 11 547 106 Leica DFC7000 T 摄像头套装
- 11 547 110 Leica DFC9000 GT 摄像头套装
- 11 547 107 Leica DFC9000 GTC 摄像头套装

## 数码摄像头系统附件

- 11 600 269 FireWire 电缆, FW-b-b, 2.5 米, 9 针到 9 针
- 12 730 211 HDMI-电缆线, 3 m, HDMI 2x 标准-A
- 12 730 530 USB3-电缆线, 3 m 标准-A to 迷你-B
- 12 730 447 FW-b, PCI 高速卡
- 12 730 495 USB3, PCI 高速卡

## 照相适配器和照相机接口



10 447 319

11 541 038  
0.55x-1.1x

10 446 175  
2.5x


δ  
11 541 006 1.0x  
11 541 007 0.63x  
11 541 016 0.5x

11 621 500

① 连接到下一页的主图

- 10 447 319 适配器 T2, Canon EOS
- 10 446 175 2.5x DSLR 适配器, 带 T2 螺纹 (24x36 mm 传感器)
- 11 621 500 MPV 适配器, HC/delta
- 11 541 038 Vario 适配器, 用于 C 型接口, 0.55x 到 1.1x - Delta
- 11 541 510 HC 1x C 型接口, 用于 1" 数码摄像头
- 11 541 543 HC 0.7x C 型接口, 用于 2/3" 数码摄像头
- 11 541 544 HC 0.55x C 型接口, 用于 1/2" 数码摄像头
- 10 450 622 HC 0.4x C 型接口, 用于 1/2" 数码摄像头
- 11 541 512 HC 0.35x C 型接口, 用于 1/3" 数码摄像头

# 产品说明




## 电缆

11 600 269, FW-b-b  
11 600 254, FW-a-b  
12 730 211, HDMI 电缆  
12 730 530, USB3 电缆

## PC 卡

12 730 446, FW-b, 笔记本电脑套装  
12 730 447, FW-b, PCI 高速卡  
12 730 495, USB3, PCI 高速卡




**MC170 HD**  
12 730 465  
**MC190 HD**  
12 730 520

**DMC2900**  
12 730 466  
**DMC4500**  
12 730 517

**DFC3000 G**  
11 547 005  
**DFC450 C**  
12 730 412

**DMC5400**  
12 730 531  
**DMC6200**  
12 730 532

**DFC7000 T**  
11 547 106  
**DFC9000 GT**  
11 547 110  
**DFC9000 GTC**  
11 547 007



10 445 928  
0.32x

10 450 528  
0.5x

10 447 367  
0.63x

10 446 307  
0.8x

10 450 829  
1x

**HC**  
11 541 510 1.0x  
11 541 543 0.7x  
11 541 544 0.55x  
10 450 622 0.4x

**δ**  
10 446 175 2.5x  
11 541 006 1.0x  
11 541 007 0.63x  
11 541 016 0.5x

10 450 317  
1.0x

10 445 930  
1.0x

10 447 436  
1.6x

名称	百万像素	传感器	尺寸	像素大小	冷却功能	接口	C 型接口*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 μm	无	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 μm	无	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 μm	无	USB3	0.55x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	无	USB3	0.7x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 μm	有	FWb+同步	0.55x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 μm	有	USB3	0.7x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	有	USB3+Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 μm	有	USB3+Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	24 μm	无	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 μm	无	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 μm	无	USB3+同步	0.35x-0.4x

连接到下一页的主图

## 数码摄像头系统

12 730 465 Leica MC170 HD 摄像头套装  
12 730 520 Leica MC190 HD 摄像头套装  
12 730 517 Leica DMC4500 摄像头套装  
12 730 466 Leica DMC2900 摄像头套装  
12 730 412 Leica DFC450 C 摄像头套装  
12 730 531 Leica DMC5400 摄像头套装  
12 730 532 Leica DMC6200 摄像头套装

11 547 005 Leica DFC3000 G 摄像头套装  
11 547 106 Leica DFC7000 T 摄像头套装  
11 547 110 Leica DFC9000 GT 摄像头套装  
11 547 107 Leica DFC9000 GTC 摄像头套装

12 730 521 Leica IC90 E 摄像头 (含 USB 电缆和 Leica 软件) - 不建议用于 MZ10 F / M165 FC / M205 FA  
12 730 528 用于 IC90 E 的独立套装 (HDMI 电缆、SD 卡、USB 电源组、RC3 遥控器、Ethernet 电缆)  
12 730 229 用于 IC90 E 的手控或脚踏开关, 带 2 米长导线

## 数码摄像头系统附件

11 600 269 FireWire 电缆, FW-b-b, 2.5 米, 9 针到 9 针  
12 730 211 HDMI-电缆线, 3 m, HDMI 2x 标准-A  
12 730 530 USB3-电缆线, 3 m 标准-A 到 迷你-B  
12 730 447 FW-b, PCI 高速卡  
12 730 495 USB3, PCI 高速卡

## 照相适配器和 C 型接口

10 447 319 适配器 T2, Canon EOS  
10 447 436 1.6x DSLR 适配器, 带 T2 螺纹 (APS-C 传感器)  
10 446 175 2.5x DSLR 适配器, 带 T2 螺纹 (24x36 mm 传感器)  
10 445 928 0.32x 摄像物镜, 带 C 型接口, 用于 1/3" 数码摄像头  
10 450 528 0.5x 摄像物镜, 带 C 型接口, 用于 1/2" 数码摄像头  
10 447 367 0.63x 摄像物镜, 带 C 型接口, 用于 2/3" 数码摄像头  
10 446 307 0.8x 摄像物镜, 带 C 型接口, 用于 2/3" 数码摄像头  
10 445 930 1.0x 摄像/照相物镜  
10 450 317 用于 HC 的 1.0x C 型接口