



ARTIKELBESCHREIBUNGEN



Kabel
 11 600 269, FW-b-b
 11 600 254, FW-a-b
 12 730 211, HDMI-Kabel
 12 730 530, USB3-Kabel

PC-Karten
 12 730 446, FW-b, Notebook Kit
 12 730 447, FW-b, PCI-Express
 12 730 495, USB3, PCI-Express



MC170 HD
 12 730 465
MC190 HD
 12 730 520

DMC2900
 12 730 466
DMC4500
 12 730 517

DFC3000 G
 11 547 005
DFC450 C
 12 730 412

DMC5400
 12 730 531
DMC6200
 12 730 532

DFC7000 T
 11 547 106
DFC9000 GT
 11 547 110
DFC9000 GTC
 11 547 007



11 541 512
 (0.35x, 1/3")

10 450 622
 (0.4x, 1/2")

11 541 544
 (0.55x, 1/2")


11 541 543
 (0.7x, 2/3")

11 541 510
 (1x, 1")

Name	MPixel	Sensor	Größe	Pixel-Größe	Kühlung	Interface	C-Mount*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 µm	Nein	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 µm	Nein	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	Nein	USB3	0.55x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Nein	USB3	0.7x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Ja	FWb + Sync	0.55x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 µm	Ja	USB3	0.7x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Ja	USB3 + Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Ja	USB3 + Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 µm	Nein	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 µm	Nein	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 µm	Nein	USB3 + Sync	0.35x-0.4x

-c: color / -m: monochrom / * empfohlen

Compound 2017/V.1



D-SLR

10 447 319

11 541 038
 0.55x-1.1x

10 446 175
 2.5x

Delta
 11 541 006 1.0x
 11 541 007 0.63x
 11 541 016 0.5x

11 621 500

Verbindung zum Hauptdiagramm
 siehe nächste Seite

Digitale Kamerasysteme

- 12 730 465 Leica MC170 HD Kamera-Kit
- 12 730 520 Leica MC190 HD Kamera-Kit
- 12 730 517 Leica DMC4500 Kamera-Kit
- 12 730 466 Leica DMC2900 Kamera-Kit
- 12 730 412 Leica DFC450 C Kamera-Kit
- 12 730 531 Leica DMC5400 Kamera-Kit
- 12 730 532 Leica DMC6200 Kamera-Kit

- 11 547 005 Leica DFC3000 G Kamera-Kit
- 11 547 106 Leica DFC7000T Kamera-Kit
- 11 547 110 Leica DFC9000 GT Kamera-Kit
- 11 547 007 Leica DFC9000 GTC camera-Kit


Zubehör Digitale Kamerasysteme

- 11 600 269 FireWire-Kabel, FW-b-b, 2.5 m, 9- auf 9-Pin
- 12 730 211 HDMI-Kabel, 3 m, HDMI 2x Standard-A
- 12 730 530 USB3-Kabel, 3 m Standard-A auf Micro-B
- 12 730 447 FW-b, PCI-Express-Karte
- 12 730 495 USB3, PCI-Express-Karte

Fototuben und Kameraadapter


- 10 447 319 Adapter T2, Canon EOS
- 10 446 175 DSLR-Projektiv 2.5x, T2-Gewinde (24x36 mm Sensor)
- 11 621 500 MPV Adapter, HC/Delta
- 11 541 038 Vario C-Mount Adapter 0.55x bis 1.1x – Delta
- 11 541 510 C-Mount Adapter HC 1x, für 1" Digitalkameras
- 11 541 543 C-Mount Adapter HC 0.7x, für 2/3" Digitalkameras
- 11 541 544 C-Mount Adapter HC 0.55x, für 1/2" Digitalkameras
- 10 450 622 C-Mount Adapter HC 0.4x, für 1/2" Digitalkameras
- 11 541 512 C-Mount Adapter HC 0.35x, für 1/3" Digitalkameras

ARTIKELBESCHREIBUNGEN




Kabel
 11 600 269, FW-b-b
 11 600 254, FW-a-b
 12 730 211, HDMI-Kabel
 12 730 530, USB3-Kabel

PC-Karten
 12 730 446, FW-b, Notebook Kit
 12 730 447, FW-b, PCI-Express
 12 730 495, USB3, PCI-Express



MC170 HD 12 730 465
MC190 HD 12 730 520
DMC2900 12 730 466
DMC4500 12 730 517
DFC3000 G 11 547 005
DFC450 C 12 730 412
DMC5400 12 730 531
DMC6200 12 730 532
DFC7000 T 11 547 106
DFC9000 GT 11 547 110
DFC9000 GTC 11 547 007




10 445 928 0.32x
 10 450 528 0.5x
 10 447 367 0.63x
 10 446 307 0.8x
 10 450 829 1x

Name	MPixel	Sensor	Größe	Pixel-Größe	Kühlung	Interface	C-Mount*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 µm	Nein	USB2+HD	0.4x-0.5x
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 µm	Nein	USB2+HD	0.4x-0.5x
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	Nein	USB3	0.55x
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Nein	USB3	0.7x
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Ja	FWb+ Sync	0.55x
DFC7000 T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 µm	Ja	USB3	0.7x
DFC9000 GT	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Ja	USB3 + Camlink	1x
DFC9000 GTC	4.2	sCMOS	19 mm	6.5 µm	Ja	USB3 + Camlink	1x
DMC5400	20	CMOS-c	1"	2.4 µm	Nein	USB3	1x
DMC6200	2.3/20	CMOS-c	1.2"	5.86 µm	Nein	USB3	1x
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 µm	Nein	USB3 + Sync	0.35x-0.4x

HC
 11 541 510 1.0x
 11 541 543 0.7x
 11 541 544 0.55x
 10 450 622 0.4x

Delta
 11 541 006 1.0x
 11 541 007 0.63x
 11 541 016 0.5x



10 450 317 1.0x
 10 445 930 1.0x
 10 447 436 1.6x

Verbindung zum Hauptdiagramm siehe nächste Seite

Digitale Kamerasysteme

- 12 730 465 Leica MC170 HD Kamera-Kit
- 12 730 520 Leica MC190 HD Kamera-Kit
- 12 730 517 Leica DMC4500 Kamera-Kit
- 12 730 466 Leica DMC2900 Kamera-Kit
- 12 730 412 Leica DFC450 C Kamera-Kit
- 12 730 531 Leica DMC5400 Kamera-Kit
- 12 730 532 Leica DMC6200 Kamera-Kit

- 11 547 005 Leica DFC3000 G Kamera-Kit
- 11 547 106 Leica DFC7000T Kamera-Kit
- 11 547 110 Leica DFC9000 GT Kamera-Kit
- 11 547 007 Leica DFC9000 GTC camera-Kit

- 12 730 521 Leica IC90 E Kamera (inkl. USB-Kabel und Leica-Software) nicht empfohlen für MZ10 F / M165 FC / M205 FA
- 12 730 528 Leica Stand-Alone-Kit (HDMI-Kabel, SD-Karte, USB Stromversorgung, RC3-Fernbedienung, Ethernet-Kabel) für IC90 E
- 12 730 229 Hand- oder Fußschalter mit 2 m Kabel für IC90 E

Zubehör Digitale Kamerasysteme

- 11 600 269 FireWire-Kabel, FW-b-b, 2.5 m, 9- auf 9-Pin
- 12 730 211 HDMI-Kabel, 3 m, HDMI 2x Standard-A
- 12 730 530 USB3-Kabel, 3 m Standard-A auf Micro-B
- 12 730 447 FW-b, PCI-Express-Karte
- 12 730 495 USB3, PCI-Express-Karte

Fototuben und C-Gewinde

- 10 447 319 Adapter T2, Canon EOS
- 10 447 436 DSLR-Tubus 1.6x, T2-Gewinde (APS-C Sensor)
- 10 446 175 DSLR-Projektiv 2.5x, T2-Gewinde (24x36 mm Sensor)
- 10 445 928 Video-Objektiv 0.32x, C-Gewinde für 1/3" Digitalkameras
- 10 450 528 Video-Objektiv 0.5x, C-Gewinde für 1/2" Digitalkameras
- 10 447 367 Video-Objektiv 0.63x, C-Gewinde für 2/3" Digitalkameras
- 10 446 307 Video-Objektiv 0.8x, C-Gewinde für 2/3" Digitalkameras
- 10 445 930 Video-/Foto-Objektiv 1.0x
- 10 450 317 C-Mount-Adapter 1.0x, für HC