

Leica

MICROSYSTEMS



Deixe que as mentes se encontrem... em qualquer lugar


Wi-Fi Education Solutions por Leica Microsystems

Use a nova tecnologia Wi-Fi em aulas de microscopia e ...



MANTENHA OS ALUNOS TRABALHANDO E MELHORE A ATENÇÃO

Crie um ambiente de aprendizado interativo com um App e câmeras Wi-Fi. Dessa forma, compartilhar conhecimento se torna mais fácil e divertido.



USE DISPOSITIVOS PESSOAIS E FIQUE CONECTADO

Os alunos podem usar seus próprios smartphones e tablets. Eles podem compartilhar e discutir o conteúdo aprendido até mesmo fora da sala de aula.



MAXIMIZE O APRENDIZADO E MINIMIZE O TEMPO DE INSTALAÇÃO

O tempo da aula é precioso. Economize tempo de instalação e de desmontagem. A partir de agora, você só precisa de um cabo de força para cada microscópio.

LEICA AIRLAB APP

- Baixe o Leica AirLab App gratuitamente
- Ligue a câmera
- Registre imagens e vídeos em qualidade HD
- Simplesmente use através de seu smartphone ou tablet


Com controle touchscreen intuitivo, os alunos e colegas podem medir, anotar e arquivar imagens. E o melhor: podem compartilhar resultados de seus trabalhos com apenas alguns toques.



Visualização de imagens ao vivo



Capture uma imagem



Personalize anotações



Compartilhe imagens



Gerencie imagens

O novo estereomicroscópio Leica EZ4 W com câmera e Wi-Fi integrado e a câmera Leica ICC50 W com Wi-Fi para microscópios diretos.



Leica EZ4 W

Leica ICC50 W com
microscópio Leica DM500
(mostra como exemplo)

APROVEITE OS BENEFÍCIOS:

- Imagens em HD wireless para melhor qualidade de imagem
- Até 5 megapixels de resolução de captura para melhor documentação
- Seleção de modos (Wi-Fi, USB, SD, Ethernet) para maior flexibilidade
- Saída HDMI disponível para projeção em telas grandes
- Controles CapSense para durabilidade e confiabilidade
- Câmera alimentada pelo microscópio, economizando custo e infraestrutura
- Uso de smartphones ou tablets pessoais em sala de aula para economizar custo de equipamentos



Para mais informações sobre Leica Microsystems Wi-Fi Education Solutions, ir para: www.leica-microsystems.com