



高画質
高感度
高解像度
高效率分光

レーザー顕微鏡の頂点

最高性能を手に入れるチャンス

共焦点レーザー顕微鏡

ライカ TCS SP5 S

キャンペーン価格


【2007年12月末日弊社受注分まで】

6 laser line仕様

¥20,000,000.- (税別)




MICROSYSTEMS




■高画質・高感度

世界初！PMT強制水冷システム搭載 究極のS/N比を実現。
最先端のA/D変換技術、捕らえた光は逃さない。




■高解像度

最大6700万画素 超高精細スキャン。
理論分解能の限界に到達！
妥協のない表現のための究極のスペック。



■高効率分光

思いのままに色を操る！
ライカ特許技術 マルチバンドディテクター。
圧倒的な感度でスペクトルイメージング。



■最新の蛍光アプリケーションに対応

FRAP/FLIP
Photo Activation/Photo Conversion
FRET

パッケージ内容

対応顕微鏡(選択)： 正立顕微鏡DM6000/倒立顕微鏡DMI6000
対物レンズ： 10x, 40xoil, 63xoil
Zドライブ： 顕微鏡内蔵フォーカスマーター
検出器蛍光： 2チャンネル、透過1チャンネル
可視光レーザー： Ar(458,476,488,514nm)
G-HeNe(543nm) R-HeNe(633nm)
Violetレーザー* BlueDiode (405nm)
*Violet仕様時のみ

励起光強度調整：
・可視レーザーAOTF (音響光学チューナブルフィルター)
・VioletレーザーAOTF (音響光学チューナブルフィルター)
PC CPU：Pentium4、Mem:1024MB
ソフトウェアイメージング用ソフトウェアx1
三次元再構築ソフトウェア x1
その他専用顕微鏡除振テーブル x1
専用コンピュータテーブル x1

各種アップグレードキットをご用意。
ディテクタ増設からマルチフォトン顕微鏡
まで、必要な機能を必要な時に！

キャンペーン価格

6 laser line仕様
¥20,000,000- (税別)
6 laser line+ Violet仕様
¥27,000,000- (税別)

キャンペーン期間：2007年12月末日弊社受注分まで



ライカ マイクロシステムズ株式会社

本 社 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル6F
大 阪セールスオフィス 〒531-0072 大阪市北区豊崎5-4-9 商業第2ビル10F
名古屋セールスオフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-20 三伏見ビル2F
福 岡セールスオフィス 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F

Tel.03-5421-2813 Fax.03-5421-2891
Tel.06-6374-9771 Fax.06-6374-9772
Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784
Tel.092-282-9771 Fax.092-282-9772

●<http://www.leica-microsystems.co.jp> E-mail:marketing@leica-microsystems.co.jp

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。