


From Eye to Insight



Leica M50, Leica M60 & Leica M80

Stereomikroskope | Technische Informationen



Technische Daten

Leistungsmerkmale



	Leica M50	Leica M60	Leica M80
Optische Daten			
Zoom	5:1 manuell, Stufenwechsler	6:1 manuell, Zoom	8:1 manuell, Zoom
Daten mit Standardoptik (Objektiv 1×/Okulare 10×) – Zoombereich – Auflösung – Arbeitsabstand – Objektfeld	fünfstufig: 6.3×, 10×, 16×, 25×, 40× 225 Lp/mm 89.6 mm (Achromat 1×) Ø 5.75 mm – 36.5 mm	6.3× – 40× 225 Lp/mm 89.6 mm (Achromat 1×) Ø 5.75 mm – 36.5 mm	7.5× – 60× 309 Lp/mm 83.4 mm (Plan 1×) Ø 3.8 mm – 30.7 mm
Maximalwerte (gemäß Optikkombination) – Vergrößerung – Auflösung – sichtbare Strukturbreite – numerische Apertur – Objektfeld	320× 450 Lp/mm 1.11 µm 0.15 Ø 116.8 mm	320× 450 Lp/mm 1.11 µm 0.15 Ø 116.8 mm	480× 618 Lp/mm 0.81 µm 0.206 Ø 98 mm
Arbeitsabstände	303 mm (Achromat 0.32×) 188.5 mm (Achromat 0.5×) 148 mm (Achromat 0.63×) 114 mm (Achromat 0.8×) 89.6 mm (Achromat 1×) 65.5 mm (Achromat 1.25×) 46 mm (Achromat 1.6×) 27.4 mm (Achromat 2.0×) 106.9 mm (Plan 0.8×) 83.4 mm (Plan 1.0×) 41.5 mm (Plan 1.6×)	303 mm (Achromat 0.32×) 188.5 mm (Achromat 0.5×) 148 mm (Achromat 0.63×) 114 mm (Achromat 0.8×) 89.6 mm (Achromat 1×) 65.5 mm (Achromat 1.25×) 46 mm (Achromat 1.6×) 27.4 mm (Achromat 2.0×) 106.9 mm (Plan 0.8×) 83.4 mm (Plan 1.0×) 41.5 mm (Plan 1.6×)	303 mm (Achromat 0.32×) 188.5 mm (Achromat 0.5×) 148 mm (Achromat 0.63×) 114 mm (Achromat 0.8×) 89.6 mm (Achromat 1×) 65.5 mm (Achromat 1.25×) 46 mm (Achromat 1.6×) 27.4 mm (Achromat 2.0×) 106.9 mm (Plan 0.8×) 83.4 mm (Plan 1.0×) 41.5 mm (Plan 1.6×)
Optikträger			
Konstruktionsprinzip	Mehrfachschichtvergütetes Optiksystem mit 2 parallelen Strahlengängen und 1 Hauptobjektiv (CMO), bleifrei		
Spezifischer Oberflächenwiderstand (Gehäuse)	$2 \times 10^{11} \Omega/\text{mm}^2$ Entladezeit < 2 Sekunden von 1 000 V auf 100 V	$2 \times 10^{11} \Omega/\text{mm}^2$ Entladezeit < 2 Sekunden von 1 000 V auf 100 V	$2 \times 10^{11} \Omega/\text{mm}^2$ Entladezeit < 2 Sekunden von 1 000 V auf 100 V
Einschaltbare Zoomrastungen	–	7 einschaltbare Positionen, für repetitive Aufgaben	8 einschaltbare Positionen, für repetitive Aufgaben

	Leica M50	Leica M60	Leica M80
Zubehör			
Standardobjektiv	Achromat 1×	Achromat 1×	Plan 1×
Zusätzliche Objektive	Achromat: 0.32×, 0.5×, 0.63×, 0.8×, 1×, 1.25×, 1.6×, 2× Plan: 0.8×, 1×, 1.6×		
Binokulartuben, Ergonomie	Diverse ErgoModule®, ErgoTubus® mit variablem Einblickwinkel 10°–50°		
Augenabstand	variabel		
Weitwinkel-Brillenträgerokulare	10×, 16×, 25×, 40×, mit wechselbaren Augenmuscheln & Rastung		

Modulsystem

	Leica M50, Leica M60 und Leica M80
	Stative, Beleuchtungen
Durchlichtbasen	Leica TL3000 ST: Hellfeld und einseitiges Dunkelfeld – TL4000 BFDF: Hell- und zirkuläres Dunkelfeld – TL4000 RC / RCI™: Hellfeld, einseitiges Dunkelfeld, Rottermann-Kontrast – TL5000 Ergo: Hellfeld, zweiseitiges Dunkelfeld, Rottermann-Kontrast
Auflichtbasen	Auflichtbasis Klein bzw. Auflichtbasis Mittel und Groß mit Schwarz/Weiß-Tischeinsatz und Antishock™-Füßen
Tische	Gleittisch, Heiztische MATS, Kugeltisch, Polarisationsdrehtisch, Leica IsoPro™ Kreutztisch (manuell und motorisiert)
Beleuchtungen	LED3000 RL, LED3000 SLI, LED3000 NVI, LED3000 MCI, LED3000 DI, LED3000 BLI, LED5000 CXI, LED5000 NVI, KL300 LED, Kaltlichtquellen (Halogen- und LED-Versionen)
	Diverses Zubehör
Fotografie, Video	Digitale Bildaufnahmesysteme von Leica, diverse Kameravarianten (z.B. integriert IC 80 HD oder extern DFC295), diverse Adapter für handelsübliche Analog- und Digitalkameras
Bildarchivierung, Bildbearbeitung	Leica Application Suite (LAS), bestehend aus Basisprogramm und vielen Zusatzmodulen, z. B. LAS Live Measurement, LAS Annotation, LAS Reticule u.v.m.
Strichplatten	für Längenmessungen und Auszählungen
Zeichentubus	für Rechts- und Linkshänder
Diskussionstubus für Schulung für zwei Beobachter	für zwei Beobachter

Optische Daten Leica M50 / M60

Objektive		Achr. 0.32×		Achr. 0.5×		Achr. 0.63×		Achr. 0.8×	Plan 0.8×	Achr. 1.0×	Plan 1.0×	Achr. 1.25×		Achr. 1.6×	Plan 1.6×	Achr. 2.0×	
Arbeitsabstand		303 mm		188.5 mm		148.2 mm		114 mm	107 mm	89.6 mm	83.4 mm	65.5 mm		46 mm	41.5 mm	27.4 mm	
Okular	Vergr.-stufe	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. x	Obj.-Feld Ø
10×/23B	0.63	1.97	116.8	3.15	73	3.94	58.4	5.04	45.6	6.3	36.5	7.88	29.2	10.1	22.8	12.6	18.3
	1.0	3.13	73.6	5	46	6.25	36.8	8	28.8	10	23	12.5	18.4	16	14.4	20	11.5
	1.6	5	46	8	28.8	10	23	12.8	18	16	14.4	20	11.5	25.6	8.98	32	7.19
	2.5	7.81	29.4	12.5	18.4	15.6	14.7	20	11.5	25	9.2	31.3	7.36	40	5.75	50	4.6
	4.0	12.5	18.4	20	11.5	25	9.2	32	7.19	40	5.75	50	4.6	64	3.59	80	2.88
16×/15B	0.63	3.15	76.2	5.04	47.6	6.3	38.1	8.06	29.8	10.1	23.8	12.6	19	16.1	14.9	20.2	11.9
	1.0	5	48	8	30	10	24	12.8	18.8	16	15	20	12	25.6	9.38	32	7.5
	1.6	8	30	12.8	18.8	16	15	20.5	11.7	25.6	9.38	32	7.5	41	5.86	51.2	4.69
	2.5	12.5	19.2	20	12	25	9.6	32	7.5	40	6	50	4.8	64	3.75	80	3
	4.0	20	12	32	7.5	40	6	51.2	4.69	64	3.75	80	3	102	2.34	128	1.88
25×/10B	0.63	4.92	50.8	7.88	31.7	9.84	25.4	12.6	19.8	15.8	15.9	19.7	12.7	25.2	9.92	31.5	7.94
	1.0	7.81	32	12.5	20	15.6	16	20	12.5	25	10	31.3	8	40	6.25	50	5
	1.6	12.5	20	20	12.5	25	10	32	7.81	40	6.25	50	5	64	3.91	80	3.13
	2.5	19.5	12.8	31.3	8	39.1	6.4	50	5	62.5	4	78.1	3.2	100	2.5	125	2
	4.0	31.3	8	50	5	62.5	4	80	3.13	100	2.5	125	2	160	1.56	200	1.25
40×/6B	0.63	7.88	30.5	12.6	19	15.8	15.2	20.2	11.9	25.2	9.52	31.5	7.62	40.3	5.95	50.4	4.76
	1.0	12.5	19.2	20	12	25	9.6	32	7.5	40	6	50	4.8	64	3.75	80	3
	1.6	20	12	32	7.5	40	6	51.2	4.69	64	3.75	80	3	102	2.34	128	1.88
	2.5	31.3	7.68	50	4.8	62.5	3.84	80	3	100	2.4	125	1.92	160	1.5	200	1.2
	4.0	50	4.8	80	3	100	2.4	128	1.88	160	1.5	200	1.2	256	0.938	320	0.75

Optische Daten Leica M80

Objektive		Achr. 0.32×		Achr. 0.5×		Achr. 0.63×		Achr. 0.8×	Plan 0.8×	Achr. 1.0×	Plan 1.0×	Achr. 1.25×		Achr. 1.6×	Plan 1.6×	Achr. 2.0×	
Arbeitsabstand		303 mm		188.5 mm		148.2 mm		114 mm	107 mm	89.6 mm	83.4 mm	65.5 mm		46 mm	41.5 mm	27.4 mm	
Okular	Zoomstellung	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø	Tot.-Vergr. ×	Obj.-Feld Ø
10×/23B	0.75	2.34	98.1	3.75	61.3	4.69	49.1	6.0	38.3	7.5	30.7	9.38	24.5	12.0	19.2	15.0	15.3
	1.0	3.13	73.6	5.0	46	6.25	36.8	8.0	28.8	10.0	23	12.5	18.4	16.0	14.4	20.0	11.5
	1.25	3.91	58.9	6.25	36.8	7.81	29.4	10.0	23	12.5	18.4	15.6	14.7	20.0	11.5	25.0	9.2
	1.6	5.0	46	8.0	28.8	10.0	23	12.8	18	16.0	14.4	20.0	11.5	25.6	8.98	32.0	7.19
	2.0	6.25	36.8	10.0	23	12.5	18.4	16.0	14.4	20.0	11.5	25.0	9.2	32.0	7.19	40.0	5.75
	2.5	7.81	29.4	12.5	18.4	15.6	14.7	20.0	11.5	25.0	9.2	31.3	7.36	40.0	5.75	50.0	4.6
	3.2	10.0	23	16.0	14.4	20.0	11.5	25.6	8.98	32.0	7.19	40.0	5.75	51.2	4.49	64.0	3.59
	4.0	12.5	18.4	20.0	11.5	25.0	9.2	32.0	7.19	40.0	5.75	50.0	4.6	64.0	3.59	80.0	2.88
	5.0	15.6	14.7	25.0	9.2	31.3	7.36	40.0	5.75	50.0	4.6	62.5	3.68	80.0	2.88	100.0	2.3
	6.0	18.8	12.3	30.0	7.67	37.5	6.13	48.0	4.79	60.0	3.83	75.0	3.07	96.0	2.4	120.0	1.92
16×/15B	0.75	3.75	64	6.0	40	7.5	32	9.6	25	12.0	20	15.0	16	19.2	12.5	24.0	10
	1.0	5.0	48	8.0	30	10.0	24	12.8	18.8	16.0	15	20.0	12	25.6	9.38	32.0	7.5
	1.25	6.25	38.4	10.0	24	12.5	19.2	16.0	15	20.0	12	25.0	9.6	32.0	7.5	40.0	6
	1.6	8.0	30	12.8	18.8	16.0	15	20.5	11.7	25.6	9.38	32.0	7.5	41.0	5.86	51.2	4.69
	2.0	10.0	24	16.0	15	20.0	12	25.6	9.38	32.0	7.5	40.0	6	51.2	4.69	64.0	3.75
	2.5	12.5	19.2	20.0	12	25.0	9.6	32.0	7.5	40.0	6	50.0	4.8	64.0	3.75	80.0	3
	3.2	16.0	15	25.6	9.38	32.0	7.5	41.0	5.86	51.2	4.69	64.0	3.75	81.9	2.93	102.0	2.34
	4.0	20.0	12	32.0	7.5	40.0	6	51.2	4.69	64.0	3.75	80.0	3	102.0	2.34	128.0	1.88
	5.0	25.0	9.6	40.0	6	50.0	4.8	64.0	3.75	80.0	3	100.0	2.4	128.0	1.88	160.0	1.5
	6.0	30.0	8	48.0	5	60.0	4	76.8	3.13	96.0	2.5	120.0	2	154.0	1.56	192.0	1.25
25×/10B	0.75	5.86	42.7	9.38	26.7	11.7	21.3	15.0	16.7	18.8	13.3	23.4	10.7	30.0	8.33	37.5	6.67
	1.0	7.81	32	12.5	20	15.6	16	20.0	12.5	25.0	10	31.3	8	40.0	6.25	50.0	5
	1.25	9.77	25.6	15.6	16	19.5	12.8	25.0	10	31.3	8	39.1	6.4	50.0	5	62.5	4
	1.6	12.5	20	20.0	12.5	25.0	10	32.0	7.81	40.0	6.25	50.0	5	64.0	3.91	80.0	3.13
	2.0	15.6	16	25.0	10	31.3	8	40.0	6.25	50.0	5	62.5	4	80.0	3.13	100.0	2.5
	2.5	19.5	12.8	31.3	8	39.1	6.4	50.0	5	62.5	4	78.1	3.2	100.0	2.5	125.0	2
	3.2	25.0	10	40.0	6.25	50.0	5	64.0	3.91	80.0	3.13	100.0	2.5	128.0	1.95	160.0	1.56
	4.0	31.3	8	50.0	5	62.5	4	80.0	3.13	100.0	2.5	125.0	2	160.0	1.56	200.0	1.25
	5.0	39.1	6.4	62.5	4	78.1	3.2	100.0	2.5	125.0	2	156.0	1.6	200.0	1.25	250.0	1
	6.0	46.9	5.33	75.0	3.33	93.8	2.67	120.0	2.08	150.0	1.67	188.0	1.33	240.0	1.04	300.0	0.833
40×/6B	0.75	9.38	25.6	15.0	16	18.8	12.8	24.0	10	30.0	8	37.5	6.4	48.0	5	60.0	4
	1.0	12.5	19.2	20.0	12	25.0	9.6	32.0	7.5	40.0	6	50.0	4.8	64.0	3.75	80.0	3
	1.25	15.6	15.4	25.0	9.6	31.3	7.68	40.0	6	50.0	4.8	62.5	3.84	80.0	3	100.0	2.4
	1.6	20.0	12	32.0	7.5	40.0	6	51.2	4.69	64.0	3.75	80.0	3	102.0	2.34	128.0	1.88
	2.0	25.0	9.6	40.0	6	50.0	4.8	64.0	3.75	80.0	3	100.0	2.4	128.0	1.88	160.0	1.5
	2.5	31.3	7.68	50.0	4.8	62.5	3.84	80.0	3	100.0	2.4	125.0	1.92	160.0	1.5	200.0	1.2
	3.2	40.0	6	64.0	3.75	80.0	3	102.0	2.34	128.0	1.88	160.0	1.5	205.0	1.17	256.0	0.938
	4.0	50.0	4.8	80.0	3	100.0	2.4	128.0	1.88	160.0	1.5	200.0	1.2	256.0	0.938	320.0	0.75
	5.0	62.5	3.84	100.0	2.4	125.0	1.92	160.0	1.5	200.0	1.2	250.0	0.96	320.0	0.75	400.0	0.6
	6.0	75.0	3.2	120.0	2	150.0	1.6	192.0	1.25	240.0	1	300.0	0.8	384.0	0.625	480.0	0.5

Wichtigste Anwendersegmente

Naturwissenschaft

Embryologie	Veterinärwissenschaft: Tierzucht
Pharmakologie	Pharmazeutische Forschung und Industrie, Laboratorien für Pharmakologie
Anatomie	Departemente für Anatomie, Histologie und Pathologie an Universitäten, Schulen für medizinische und veterinärmedizinische Wissenschaften, Pharmazeutische Forschungsinstitute, Krebs-Forschungsinstitute
Mikrobiologie	Institute und Laboratorien für Mikrobiologie an Universitäten Nahrungsmittelindustrie
Botanik	Institute und Museen für Naturwissenschaften
	Botanische Gärten, Herbarien


Industrie

Erdwissenschaften	Institute für Geologie, Mineralogie, Paläonthologie
Physik	Institute für Experimentalphysik, Optik, Festkörperphysik
Halbleiter	Qualitätskontrolle, Produktion, Prozesskontrolle, Forschung und Entwicklung
Mikrotechnologie	Maskenhersteller, Hersteller von integrierten Schaltungen, Montage von Mikrochips
Material- und Werkstoffentwicklung	Entwicklungs- und Testlaboratorien, Qualitätskontrolle
Kunststoffmaterialien	Forschung und Entwicklung, Hersteller von Kunststoffprodukten, Hochschulen

Kriminalistik


Kriminalistische Untersuchungen	Kriminalistiklabors, Forschung und Polizei, Beweismaterial und Spuren
---------------------------------	---

ARTIKELBESCHREIBUNGEN



Kabel
11 600 269, FW-b-b
11 600 254, FW-a-b
12 730 211, HDMI-Kabel
12 730 530, USB3-Kabel

PC-Karten
12 730 446, FW-b, Notebook Kit
12 730 447, FW-b, PCI-Express
12 730 495, USB3, PCI-Express



Name	MPixel	Sensor	Größe	Pixel-Größe	Kühlung	Interface	C-Mount*
MC170 HD	5	CMOS-c	1/2.3"	2.35 µm	Nein	USB2+HD	0.4×-0.5×
MC190 HD	10	CMOS-c	1/2.3"	1.67 µm	Nein	USB2+HD	0.4×-0.5×
DMC2900	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	Nein	USB3	0.5×
DFC295	3	CMOS-c	1/2"	3.2 µm	Nein	FWb	0.5×
DFC7000T	2.8	CCD-c	2/3"	4.54 µm	Ja	USB3	0.63×
DMC4500	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Nein	USB3	0.63×
DFC450 C	5	CCD-c	2/3"	3.4 µm	Ja	FWb + Sync	0.5×
DFC495	8	CCD-c	2/3"	2.7 µm	Ja	FWb + Sync	0.63×
DFC550	12.5	CCD-c	2/3"	6.45 µm	Ja	FWb + Sync	0.63×
DFC3000 G	1.3	CCD-m	1/3"	3.75 µm	Nein	USB3 + Sync	0.35×-0.4×
DFC365 FX	1.4	CCD-m	2/3"	6.45 µm	Ja	FWb + Sync	0.7×

-c: color / -m: monochrom / * empfohlen

Stereo 2016/V.1

Digitale Kamerasysteme

12 730 465 Leica MC170 HD Kamera-Kit
12 730 520 Leica MC190 HD Kamera-Kit
12 730 517 Leica DMC4500 Kamera-Kit
12 730 466 Leica DMC2900 Kamera-Kit
12 730 469 Leica DFC295 Kamera-Kit
12 730 412 Leica DFC450 C Kamera-Kit
12 730 471 Leica DFC495 Kamera-Kit
12 730 455 Leica DFC550 Kamera-Kit

11 547 005 Leica DFC3000 G Kamera-Kit
11 547 004 Leica DFC365 FX Kamera-Kit
11 547 106 Leica DFC7000T Kamera-Kit

12 730 521 Leica IC90 E Kamera (inkl. USB-Kabel und Leica-Software)
nicht empfohlen für MZ10 F / M165 FC / M205 FA
12 730 528 Leica Stand-Alone-Kit (HDMI-Kabel, SD-Karte, USB Strom-
versorgung, RC3-Fernbedienung, Ethernet-Kabel) für IC90 E
12 730 229 Hand- oder Fußschalter mit 2 m Kabel für IC90 E

Zubehör Digitale Kamerasysteme

11 600 269 FireWire-Kabel, FW-b-b, 2.5 m, 9- auf 9-Pin
11 600 254 FireWire-Kabel, FW-a-b, 2.5 m, 6- auf 9-Pin
12 730 211 HDMI-Kabel, 3 m, HDMI 2x Standard-A
12 730 530 USB3-Kabel, 3 m Standard-A auf Micro-B
12 730 446 FW-b, Notebook Kit (inkl. Pcard Express,
Netzteil: 100–240 V, 24 W, Adapter FW-b-a)
12 730 447 FW-b, PCI-Express-Karte
12 730 495 USB3, PCI-Express-Karte

Fototuben und C-Gewinde

10 447 319 Adapter T2, Canon EOS
10 447 436 DSLR-Tubus 1.6×, T2-Gewinde (APS-C Sensor)
10 446 175 DSLR-Projektiv 2.5×, T2-Gewinde (24×36 mm Sensor)
10 445 928 Video-Objektiv 0.32×, C-Gewinde für 1/3" Digitalkameras
10 450 528 Video-Objektiv 0.5×, C-Gewinde für 1/2" Digitalkameras
10 447 367 Video-Objektiv 0.63×, C-Gewinde für 2/3" Digitalkameras
10 446 307 Video-Objektiv 0.8×, C-Gewinde für 2/3" Digitalkameras
10 445 930 Video-/Foto-Objektiv 1.0×
10 450 317 C-Mount-Adapter 1.0×, für HC


Okulare und Tuben

10 450 630 Weitwinkel-Brillenträgerokulare 10×/23, verzeichnungsfrei,
Dioptrienkorrektur, mit Augenmuschel*
10 450 631 Weitwinkel-Brillenträgerokulare 16×/15, verzeichnungsfrei,
Dioptrienkorrektur, mit Augenmuschel*
10 450 632 Weitwinkel-Brillenträgerokulare 25×/9.5, verzeichnungsfrei,
Dioptrienkorrektur, mit Augenmuschel*

ARTIKELBESCHREIBUNGEN

10x 10 450 630
16x 10 450 631
25x 10 450 632
40x 10 450 633


Strichplatten
10 450 054
10 450 116
10 450 117
10 450 118
10 450 119
10 450 314
10 450 336



Binok-Tubus 45°
10 450 252



ErgoTubus® 45°
10 450 156



Geradtubus
10 450 157



Binokularer ErgoTubus®
10 450 158

①



10 445 925



10 446 171



10 346 910




10 446 123



10 450 303



10 445 927



10 446 193


①



IC90 E
12 730 521



HD F 10 450 301
HD V 10 450 302



10 446 197



10 446 180



10 450 657



10 446 144 — 11 504 196
10 446 143 — 11 504 138
10 446 147 — 11 504 066




Diskussionstubus
10 450 430




10 450 259


③



M50 (Step)
10 450 154



M60 (Zoom)
10 450 294



M80 (Zoom)
10 450 155

②

10 450 633 Weitwinkel-Brillenträgerokulare 40x/6, verzeichnungsfrei, Dioptrienkorrektur, mit Augenmuschel*
*wechselbar

10 450 054 Strichplatte zu M-Serie mit Codierung

10 450 116 Strichplatte 5 mm/0,05 mm

10 450 117 Strichplatte 10 mm/0,1 mm

10 450 118 Strichplatte 100 Teilstriche/0.001"

10 450 119 Strichplatte Fadenkreuz

10 450 314 Blanko-Strichplattenglas für individ. Beschriftung, mit Halter

10 450 336 Strichplatte 12 mm

10 450 252 Binokularer Schrätgtubus, 45° Einblickwinkel

10 450 156 Binokularer ErgoTubus® mit 45° Einblickwinkel und langen Tubusrohren

10 450 157 Binokularer Geradtubus mit 90° Einblickwinkel

10 450 158 Binokularer ErgoTubus® mit variablem Einblickwinkel 10°–50°

10 446 123 ErgoKeil® 5°–25°

10 346 910 ErgoKeil® ±15

10 450 303 ErgoModul® 50 mm

10 446 197 Video-/Fototubus HD-50

10 450 301 Video-/Fototubus HD-F, 50 %, 50 %

10 450 302 Video-/Fototubus HD-V, 100 %, 50 %, 50 %, 100 %

12 730 521 Leica IC90 E Kamera

10 446 180 Koaxial-Auflichtgehäuse für Faserleuchte

10 445 925 Video-/Fototubus A

10 446 193 Zeichentubus

10 445 927 Doppelirisblende

10 446 171 ErgoModul® 30 mm–120 mm

Zoomsysteme und Zubehör

10 450 154 Leica M50 Optikträger mit 5-stufigem Vergrößerungswechsler

10 450 294 Leica M60 Optikträger mit Zoom-Vergrößerungswechsler 6:1

10 450 155 Leica M80 Optikträger mit Zoom-Vergrößerungswechsler 8:1

10 450 104 Mikroskopträger für Geräte der MZ-Serie

10 450 106 Mikroskopträger für Leica M50/M80, sowie S- und Z-Serie

Objektive und optisches Zubehör

10 450 191 Objektiv Achromat 0.32x, Arbeitsabstand 303 mm, Ø 58 mm

10 450 192 Objektiv Achromat 0.5x, Arbeitsabstand 188.5 mm, Ø 58 mm

10 450 160 Objektiv Achromat 0.63x, Arbeitsabstand 148 mm, Ø 58 mm

10 450 161 Objektiv Achromat 0.8x, Arbeitsabstand 114 mm, Ø 58 mm

10 450 159 Objektiv Achromat 1.0x, Arbeitsabstand 89.6 mm, Ø 58 mm

10 450 162 Objektiv Achromat 1.25x, Arbeitsabstand 65.5 mm, Ø 58 mm

10 450 163 Objektiv Achromat 1.6x, Arbeitsabstand 46 mm, Ø 58 mm

10 450 164 Objektiv Achromat 2x, Arbeitsabstand 27.4 mm, Ø 58 mm

10 446 157 Objektiv Plan 0.5x, Arbeitsabstand 135 mm, Ø 66 mm

10 450 165 Objektiv Plan 0.8x, Arbeitsabstand 107 mm, Ø 66 mm

10 450 167 Objektiv Plan 1.0x, Arbeitsabstand 83.4 mm, Ø 66 mm

10 450 166 Objektiv Plan 1.6x, Arbeitsabstand 41.5 mm, Ø 66 mm

10 447 051 Objektiv Planapo 0.63x, Arbeitsabstand 97 mm, Ø 66 mm

10 450 027 Objektiv Planapo 0.63x, Arbeitsabstand 67 mm, Ø 80 mm

ARTIKELBESCHREIBUNGEN

- 10 450 658 LED5000 NVI, Vertikalbeleuchtung für Routinestereomikroskope
- 10 450 671 Polarisationsset zur LED5000 NVI
- 10 450 548 LED5000 SLI, Spotlicht-Beleuchtung, 2-armiger Schwanenhals mit 500 mm Länge, mit 2 PowerLEDs, 5600 K Farbtemperatur
- 10 450 561 LED5000 MCI, Multi-Kontrast-Beleuchtung mit 9 Power LEDs
- 10 450 657 LED5000 CXI – koaxiale LED-Auflichtbeleuchtung, Vergrößerungsfaktor 1.5x
- 10 450 062 LED5000 HDI, diffuse Beleuchtung, FlexiDome™, ideal für hoch-reflektierende Proben
- 10 450 205 Kombi-Lichtleiter-Adapter an Fokussiersäulen der Hochleistungs-M-Serie, für LED5000 SLI
- 10 450 266 Netzteil für LED3000 / LED5000

Fokussiertrieb


- 10 450 504 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 420 mm
- 10 450 505 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 620 mm
- 10 450 502 Motorfokus mit Profilsäule 420 mm
- 10 450 503 Motorfokus mit Profilsäule 620 mm
- 10 450 128 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 420 mm, für M125
- 10 450 171 Fokussiertrieb grob mit Profilsäule 300 mm
- 10 450 172 Fokussiertrieb grob mit Profilsäule 500 mm
- 10 450 299 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 300 mm
- 10 450 300 Fokussiertrieb grob/fein mit Profilsäule 500 mm
- 10 450 173 Mikroskopträger für M-Serie mit 76 mm Schnittstelle
- 10 450 313 Mikroskopträger AX
- 10 446 339 Fokussiertrieb mit integriertem Mikroskopträger
- 10 450 434 Abstandshalter für Routinesäulen auf Hochleistungsbasen


Steuerung

- 11 505 180 Leica SmartMove Kontrolleinheit für Leica IsoPro™ motorisierten Kreuztisch
- 10 447 444 Leica PSC Kontrolleinheit für Leica IsoPro™ motorisierten Kreuztisch
- 10 450 052 SmartTouch, externe Steuerungseinheit mit integr. Touchscreen zur Steuerung aller Funktionen
- 10 450 298 Handsteuerung für Motorfokus
- 10 447 398 Fußschalter für motorisierte Stereomikroskope

Auf- und Durchlichtbasen

- 10 450 049 Auflichtbasis Groß
- 10 447 342 Auflichtbasis Mittel
- 10 446 340 Auflichtbasis Klein
- 10 446 341 Durchlichtuntersatz mit Reflektor für 10 446 340 Kaltlichtquelle mit Lichtleiter erforderlich
- 10 450 654 LED2000 Auflichtstativ
- 10 450 655 LED2500 Auf- und Durchlichtstativ
- 10 450 123 Durchlichtbasis TL3000 ST mit Hellfeld (HF) und einseitigem Dunkelfeld (DF)






ARTIKELBESCHREIBUNGEN

- 10 447 400 Tageslichtfilter für Basis TL3000 ST
- 10 450 124 Durchlichtbasis TL4000 BFDF für externe Kaltlichtquellen mit HF und zirkulärem DF
- 10 450 125 Durchlichtbasis TL4000 RC™ für externe Kaltlichtquellen mit HF, einseitigem DF und Rottermann Contrast™ (RC)
- 10 450 126 Durchlichtbasis TL4000 RCI™ mit HF, DF, RC
- 10 447 393 Filter ND (Graufilter) für Basis TL4000 RC™/RCI™
- 10 447 394 BG38-Filter für Basis TL4000 RC™/RCI™
- 10 447 395 UV-Filter für Basis TL4000 RC™/RCI™
- 10 450 079 Tageslichtfilter für Basis TL4000 RCI™
- 10 450 541 Durchlichtbasis TL5000 Ergo mit integrierter LED-Beleuchtung, automatische Kontrastierung, HF, zweiseitiges DF und RC
- 10 450 563 Milch-Glas-Filter für Basis TL5000 Ergo
- 10 450 564 Grün-Filter für Basis TL5000 Ergo
- 10 450 565 Polarisations-Filter für Basis TL5000 Ergo
- 10 450 242 Standard-Adapterplatte zwischen Säule und Durchlicht-Basis
- 10 450 260 Universalbasis XL für Proben bis 300 × 300 mm
- 10 450 297 Adapter für Basis 10 450 260 zu allen Schwenkarmsäulen
- 10 450 289 XL-Extension – zur Positionierung von Leica Stereomikroskopen auf der Universalbasis 10 450 260
- 10 447 431 Leica ErgoRest™ Handauflage für ermüdungsfreies Arbeiten

Tische

- 10 450 562 Standardtisch für Durchlichtbasen TL4000 BFDF, TL4000 RC™ und TL4000 RCI™
- 10 450 127 manueller Kreuztisch Leica IsoPro™ *
- 10 450 059 Zusatzknöpfe für manuellen Kreuztisch IsoPro™
- 10 450 218 Motorisierter Kreuztisch Leica IsoPro™ *
- *für Durchlichtbasen TL4000 BFDF, TL4000 RC™, TL4000 RCI™, sowie Auflichtbasis (mit Adapter 10 450 122)
- 10 450 122 Adapter zwischen Kreuztisch und Auflichtbasis 10 450 049
- 10 450 623 Adapter zwischen Kreuztischen 10 450 218 / 10 450 127 und TL5000 Ergo
- 10 450 620 Leica MATS TL Heitzscheinsatz mit Steuergerät für TL-Basen
- 10 447 276 Adapter für Tische mit Ø 120 mm
- 10 446 301 Gleittisch, Ø 120 mm
- 10 447 153 Glasplatte matt, Ø 120 mm
- 10 450 057 Tischeinsatz schwarz/weiß, Ø 120 mm
- 10 450 058 Tischeinsatz s/w für TL-Basen, Ø 120 mm
- 10 446 302 Polarisationsstisch, Ø 120 mm
- 10 382 130 Objektführer für Polarisationsstisch
- 10 361 719 Kompensator Rot 1 für Pol-Drehtisch
- 10 446 303 Kugeltisch, Ø 120 mm
- 33 000 600 Kugeltisch, Ø 120 mm, Oberfläche Ø 150 mm, drehbar
- 10 446 228 Glaseinsatz mit Pol, Ø 120 mm
- 10 450 661 LED3000 BLI; Durchlichtbeleuchtung für Ø 120 mm; 170×220 mm

ARTIKELBESCHREIBUNGEN



ARTIKELBESCHREIBUNGEN


Beleuchtung Leica KL300 LED

- 31 120 300 KL300 LED Kaltlicht-LED-Quelle mit Netzteil
- 31 120 212 KL300 LED-Adapter für Fokussiersäule
- 31 120 235 KL300 LED-Adapter für Schwenkarmstativ
- 31 120 250 KL300 LED, Adapter für Basisplatte 30 221 008
- 30 221 008 Basisplatte für KL300 LED


- 10 446 392 Universallichtleiter, 600 mm
- 10 447 317 Universallichtleiter, 1000 mm
- 10 447 152 Universallichtleiter, 2-armig, 600 mm
- 10 446 386 Flexibler Lichtleiter, 1-armig, 550 mm
- 10 446 387 Flexibler Lichtleiter, 2-armig, 750 mm
- 10 446 388 Schwanenhalslichtleiter 1-armig, 500 mm
- 10 446 389 Schwanenhalslichtleiter 2-armig, 500 mm
- 10 446 390 6-Punkttringlicht, Innendurchmesser 58 mm, 750 mm
- 10 447 038 Durchlichtaufsatz
- 10 446 391 Fokussievorsatz
- 10 447 055 Tageslichtfilter für Fokussievorsatz
- 31 128 207 Warmlicht-Filter für Fokussierlinse
- 10 446 378 Arm für flexible Lichtleiter
- 10 447 009 Arm für Universal-Lichtleiter
- 10 446 372 Vertikalbeleuchtung

Ersatzteile für Leica L2


- 10 447 056 Halogenglühlampe 8V / 20W, L2
- 10 447 015 Transformer Leica L2, 90–250 V (o. Abb.)




Leica M50




Leica M60




Leica M80




45°-Tubus



Geradtubus




Binok ErgoTubus®




Leica M50

mit kleiner Auflichtbasis, Durchlichtuntersatz,
Leica KL300 Beleuchtung und Binok-Tubus 45°





Leica M50

mit großer Auflichtbasis und ErgoTubus® 45°






Leica M60

mit großer Auflichtbasis und Binok-Tubus 45°




Leica M80

mit Durchlichtbasis TL3000 ST und Binokularem ErgoTubus®








Leica M50

mit kleinem Schwenkarmstativ und Binok-Tubus 45°




Leica M80

mit Schwenkarmstativ Standard und Binok-Tubus 45°




Leica M80

mit Leica LED2500 und Binokularem ErgoTubus®



Leica M80

mit Universalbasis XL, XL-Extension und Binokularem ErgoTubus®





Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 20 · 9435 Heerbrugg, Switzerland
T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com

CONNECT
WITH US!

