




ライカ 実体顕微鏡 M50/ スイングアーム 解剖用顕微鏡 キャンペーン

- 標準スタンドに載らない大きな試料、動かさない試料などを任意の角度に検鏡角度を変えて観察
- 長時間作業でも、試料に熱影響の少ない、明るいLED照明
- オプションでデジタルカメラを組み込み、ハイビジョンライブ表示、PCレスで画像撮影も可能

【参考構成とキャンペーン価格(税別)】

双眼鏡筒、LEDリングライト照明セット
デジタルハイビジョンカメラIC80 HD付

¥460,000

¥900,000

Leica


MICROSYSTEMS

キャンペーン期間 2010年3月末日まで

ライカ 実体顕微鏡 M50/ スイングアーム

実体顕微鏡

- 圧倒的支持を集めるライカの高い光学性能、深い焦点深度により試料へ適切なアプローチ
- 使いやすい5段階ステップ変倍 6.3x~40x(標準)
- 作動距離は標準90mm、豊富な長焦点レンズラインナップ



スイングアーム

- 大型試料、動かさない試料もそのまま、解剖などに最適
- 最大462mm水平方向に伸長
- 軽くストレスフリーなポジショニング

デジタルカメラ(オプション)

- HDモニターへデジタルハイビジョン表示
- 簡単にSDカードへ画像保存(PC不要)
- 顕微鏡埋め込みタイプで省スペース
- 本体、ハンド・フットスイッチから簡単撮影



組み込みアナログ・デジタルカメラ IC80 HD

■実体顕微鏡 M50

ズーム比(ステップ変倍):
0.63×/1×/1.6×/2.5×/4×
標準対物レンズ: アクロマート 1x
作動距離: 90mm

■スイングアームシステム

支柱長さ: 470mm
ベース寸法: 220 mm x 330 mm x 34 mm
耐荷重: 6.6kg
アーム最大伸長: 452 mm

■組み込みアナログ・デジタルカメラ IC80 HD

センサー: 1/2インチ CMOS
有効画素数: 2048 × 1536, 310万画素
インターフェース: アナログ RCA、デジタル HDMI
PCインターフェース: USB2.0 (専用画像取り込みソフトウェア付)

キャンペーン価格 LEDリングライト照明仕様 **¥460,000-** (税別)



ライカ マイクロシステムズ 株式会社

本社 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル6F
大阪セールスオフィス 〒531-0072 大阪市北区豊崎5-4-9 商業第2ビル10F
名古屋セールスオフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-20 三永伏見ビル2F
福岡セールスオフィス 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F

Tel.03-5421-2813 Fax.03-5421-2891
Tel.06-6374-9771 Fax.06-6374-9772
Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784
Tel.092-282-9771 Fax.092-282-9772

●<http://www.leica-microsystems.co.jp> E-mail:marketing@leica-microsystems.co.jp

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。